

Szanowni Państwo informujemy o wprowadzeniu do sprzedaży nowego szczepu wzorcowego w grupie Selectrol


MM 51 *Enterobacter cloacae* NCTC 13406

Szczep ten rekomendowany jest jako kontrola pozytywna w teście na wykrywanie produkcji AmpC u *Enterobacteriaceae*.

Jest to szczep z derepresorowanym genem AmpC (tj. konsytytutywnie wytwarzający enzym cefalosporynazę), będący mutantem szczepu *E. cloacae* NCTC 13405.

Produkcja β -laktamaz AmpC nadaje bakteriom oporność na cefalosporyny III generacji (wykazujące szerokie spektrum działania) oraz cefamycyny.

DYSTRYBUTOR:



BioMaxima



BioMaxima S.A.
Vetterów 5
20-277 Lublin
Poland

Microbiology Center
Budowlanych 68
80-298 Gdańsk
Poland

phone: +48 58 556 52 46
fax: +48 58 341 12 49
office.cm@biomaxima.com
www.biomaxima.com

